


Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi - dimensions utiles (lxpxh) 410x370x55 mm



Informations produit

- › Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi pour MRFV 35 / 40 - dimensions utiles (lxpxh) 410x370x55 mm - nombre max : 10 pour MRFV 35 et 12 pour MRFV 40
- › Tiroir aluminium avec fond plein pour une meilleure inertie thermique.
- › Façade transparente en plexi pour une meilleure visibilité des produits stockés.
- › Monté sur un système de glissières pour faciliter l'accès aux produits.
- › Équipé de séparateurs longitudinaux amovibles réglables sur toute la largeur du tiroir, et de curseurs plexi (sécables suivant la taille des compartiments désirés) avec logement pour étiquette d'identification.
- › Portes étiquettes clipsables sur façade du tiroir.
- › Facilité d'installation (insertion comme une grille + vis de blocage).
- › Charge maximum du tiroir 25kg.

Données techniques

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	410x370x55
Poids net (kg)	3.4

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	565x475x95
Poids brut (kg)	4